

原理 消除腳腫三步曲



2. 減低腿部腫脹及痠痛



1

1. 獨特電流刺激小腿深層肌肉收縮



3. 靜脈血液及淋巴液回流



VEINOPLUS V.I. 舒足健 與其他刺激器及按摩器之比較

	VEINOPLUS V.I.	脈衝器/肌肉刺激器	按摩器
帶電量 *	5 μcoul	$\leq 25 \mu\text{coul}$	NA
波形	獲得專利	方形	NA
肌肉刺激	刺激表面和深層肌肉	只能刺激表面肌肉	只能刺激表面肌肉
醫學研究	有多項臨床研究證明	沒有醫學研究	沒有醫學研究
腳腫程度	足部/踝部腫脹程度可減少425%	沒有提供	沒有提供

* 帶電量越低，越安全 (國際安全標準限制 $\leq 25 \mu\text{coul}$)

- 關注靜脈曲張人士
 - 長期站立或安坐
 - 乘坐長途機
 - 老年人

- 懷孕
 - 肥胖
 - 行動不便
 - 缺乏運動

適用情況

靜脈回流刺激器與其他療法比較

「舒足健」	壓力絲襪	藥膏	手術
刺激腿部深層肌肉收縮，有效幫助腿部滯留的血液回流心臟	只能稍微在腿部施壓，輔助血流回流但效果不明顯	原理為消炎止痛 非主動性治療	價錢昂貴 有一定風險
★★★★	★★	★	★★

如要了解更多，請瀏覽

www.painleg.com.hk

參考資料

- (1) Griffin M B et al. The Efficacy of New VEINOPLUS Stimulation Technology to Increase Venous Flow and Prevent Venous Stasis. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2010 Dec;40(6):766-71
- (2) Zuccarelli F et al. Activation of the calf muscle pump action by electro-stimulation with VEINOPLUS device. Angiology 2005;57(2):48-54
- (3) Le Tohic A et al. Effects of electrostimulation VEINOPLUS on lower limbs venous insufficiency-related symptoms during pregnancy. Gynecologie Obstetrique Fertilité. 2009 Jan;37(1):18-24.
- (4) Ad Rem Technology. Users of VEINOPLUS - A survey on symptoms, behaviour and satisfaction.



YouTube

Veinoplus 舒足健特約：拜拜青筋腳
www.youtube.com/watch?v=oWlpXS4z9JU

VEINOPLUS[®]
V.I.
法 國 研 發

直達深層靜脈

泵走積血，告別青筋



86%⁽²⁾⁽³⁾
足部痛楚減少

94%⁽¹⁾
下肢腫脹顯著改善

「舒足健」

最尖端的足部靜脈回流刺激器
多項臨床實證，多項國際證書，實而不華

FDA CE

法國研發「VEINOPLUS V.I. 舒足健」 最尖端的腿部靜脈回流電刺激器

「VEINOPLUS V.I. 舒足健」以專利波形電流，同時刺激表面及深層小腿肌肉收縮，促進靜脈血液回流心臟。

主動出擊 功效卓越

- 有效促進小腿靜脈血液循環
- 有效舒緩及改善腿部6大惱人問題，提升生活質素


- 疼痛
- 沉重
- 疲勞
- 抽筋
- 腫脹
- 青筋凸出

- 有效防止靜脈血液滯留及深層靜脈栓塞形成
- 有助改善靜脈曲張的腫痛及外觀問題
- 有效促進腿部潰瘍癒合

多項臨床實證 實而不華


改善腿部血循環

在英國倫敦進行的臨床研究顯示 VEINOPLUS V.I. 舒足健能有效令小腿肌肉收縮，令腿部深層靜脈popliteal vein的總血流量增加近7倍，血流速度增加4-5倍，防止靜脈血液滯留及深層靜脈栓塞。(1)




舒緩足部疼痛

臨床研究發現，病人每日使用 VEINOPLUS V.I. 舒足健一次後，足部痛楚減少42%；若每日使用兩次，痛楚更可減少達86% (2)(3)



改善下肢水腫

臨床研究發現，病人每日使用 VEINOPLUS V.I. 舒足健一次後，94%病人的下肢水腫有顯著改善。(1)




孕婦可安全使用

臨床研究指出，孕婦使用 VEINOPLUS V.I. 舒足健 是安全的，不會影響胎兒。研究數據顯示有中度至嚴重小腿血液回流問題的孕婦，在每日使用 VEINOPLUS V.I. 舒足健 兩次後，雙腳疼痛、沉重、水腫等問題有明顯改善。(3)

提升病人生活質素

臨床研究發現，病人每日使用 VEINOPLUS V.I. 舒足健一次後，生活質素明顯有所提升，分別在日常活動、心理及社交各方面也有明顯改善。(2)



榮獲多項國際證書 安全可靠

- 獲CE醫療認證 (CE 0535)
- 獲美國食品及藥物管理局(FDA)認證，註冊編號：K072252
- 於美國及歐盟獲得專利
- 榮獲ISO 13485：2003認證
- 已登記香港衛生署醫療儀器行政管理制表列，表列號碼：090085

88% 受訪用家表示
VEINOPLUS V.I. 舒足健
是不可缺少 / 有用的(4)

